


*Our experience —
your gain!*

TELINJECT

Veterinärmedizinische
Spezialgeräte GmbH

VARIO-SYRINGES



TELINJECT world-wide

VARIO-SYRINGES

TELINJECT-VARIO-Şıngaların avantajları nelerdir ve diğer sistemlere göre fark nedir?

Bu soruları cevaplamak istiyorsanız TELINJECT'in tarihine dair bir fikir edinmeniz gerekir:

Sertifikalı bir mühendis ve doğa ve hayvan dostu olan Bay Kullmann bir geyiği başka bir rezervine taşımak istedi ve hayvanı strese sokmadan nasıl ilerleyeceğini sordu. O zamanlar sadece lüteratürden bildiği tüm narkotik silahlar, sıcak gaz ve çok ağır metal-şıngalarla çalışıyorlardı ve bu gereksinimleri karşılayamıyor gibi görünüyor ve hayvan için çok yüksek bir yaralanma riski taşıyorlardı.

Bu zararsız tele-enjeksiyonun başlangıcıydı. Sadece modern zamanlar için dart çekiminde eski enstrümanı yeniden keşfetmesi gerekiyordu: blowpipe ve daha sonra VARIO-System daha uzun menziller için.

TELINJECT-VARIO-Şıngalar'de aşağıdaki maddeler dikkate alınmıştır:

- hafiflik → tepki gücü çok düşük
- çok elastik, sağlam bir plastikten yapılmıştır → Şıngalarımız aşırı koşullarda bile neredeyse kırılmaz
- sıcaklıktan bağımsızdır → şıngalar tüm iklimlerde kullanılabilir
- Uzun mesafelerde bile mükemmel uçuş özellikleri → çok güvenli bir uygulama
- yeni şınga ucumuzla birlikte → iğne artık daha sağlam
- kolay kullanım → ilaç hava ile sıkıştırılmış
- hesaplılık → TELINJECT-Şıngalar birkaç kez kullanılabilir
- büyük çeşitlilik → özel kullanımınız için doğru şıngaya sahibiz

VARIO-Şıngalar:

11 mm kalibre/31L2.C namlu için	13 mm kalibre/51L2.C namlu için
S100V3 syringe 1 cc	S5V syringe 5 cc
S300V syringe 3 cc	S10V syringe 10 cc
U30V Training dart	S15V syringe 15 cc
	S20V syringe 20 cc

VARIO-iğneler, düz ve yakalı versiyonda farklı boyutlarda ve çaplarda mevcuttur. Tüm TELINJECT-Şıngalarla kullanılabilirler.

VARIO-iğneler yuvarlak bir top ile tam metal iğnelerdir, iki yanal açıklık, darbe sırasında çıkan ve daha sonra kolayca uzaktan enjekte edilebilen bir silikon kılıf ile kaplıdır.

Daha uzun mesafeler üzerinde çalışmak için, şıngaların hayvanda kalma sürelerini artırmak ve şınganın hayvandan sıçramasını önlemek için yakalı iğneler tavsiye edilir. Tüm iğneler sorunsuzca çıkarılabilir.

VARIO-İğneler:

	Ø x length in mm		Ø x length in mm
K1520V	1,5 x 20 mm	K2020V	2,0 x 20 mm
K1520VR	1,5 x 20 mm collared	K2020VR	2,0 x 20 mm collared
K1530V	1,5 x 30 mm	K2030V	2,0 x 30 mm
K1530VR	1,5 x 30 mm collared	K2030VR	2,0 x 30 mm collared
K1538V	1,5 x 38 mm	K2040V	2,0 x 40 mm
K1538VR	1,5 x 38 mm collared	K2040VR	2,0 x 40 mm collared
K1550V	1,5 x 50 mm	K2060V	2,0 x 60 mm
K1550VR	1,5 x 50 mm collared	K2060VR	2,0 x 60 mm collared

Eğitim iğnesi:

	Ø x length in mm
UK1530V	1,5 x 30 mm fit to all VARIO-Syringes

presented by:

Subject to alteration.

TELINJECT world-wide