

*Our experience —
your gain!*

TELINJECT

Veterinärmedizinische
Spezialgeräte GmbH

G.U.T.50



Gas-Applicator for universal tele-injection of animals



TELINJECT world-wide

G.U.T.50 GAS-APPLICATOR

for universal tele-injection
of animals

Soğuk gaz aplikatörü G.U.T.50, uzun yıllar araştırma ve geliştirmenin sonucudur.

Geliştirilmiş tele-enjeksiyon teknik standardı ve vahşi hayvanların immobilizasyonunu 30 yıldan fazla süren deneyim, günümüzde geniş uygulama alanı, yüksek hassasiyet, rahat kullanım ve kolay bakım ile ikna olan bu uygulayıcının temel dayanağıdır.

Günlük uygulamada, tele-enjeksiyon aplikatörü hayvanların immobilizasyonu için değil, aynı zamanda hayvanların işaretlenmesi için olduğu kadar, hayvan tanımlama, biyopsiler için transponder, antibiyotikler, aşılama, transponder tele implantasyonları gibi farklı ilaçlar için enjeksiyonlar için de kullanılır.

Hareketsiz hayvanlar genellikle ilaç etkili olmadan önce kaçarlar. Bu nedenle, özellikle sahada, onları bulmak bazen çok zordur. Dart şırıngasındaki yerleşik bir verici, hayvanı özel bir alıcı ile hızlıca bulmayı sağlar.

Gaz basıncının düzenlenmesi (+/-) sürekli olarak ayarlanabilir ve hayvanların kesinlikle zararsız bir tele-enjeksiyonunun temelidir. Çok hassas ve ince tenli hayvanların ve hatta kuşların tedavisi için geniş hacimli ilaçların enjekte edilmesini sağlayan büyük dart şırıngaları için 13 mm'lik bir değişim varil. Aplikatörümüzün yardımıyla çok sayıda leylek kurtarıldı.

Daha yüksek bir basınç hacmine bağlı olarak, G.U.T.50, filler veya gergedanlar gibi daha büyük hayvanlarda 70 metreye kadar daha uzun mesafe için de kullanılabilir. Ancak, hayvan boyutuna bağlı olarak zararsız tele-enjeksiyon için en uygun mesafenin 5 - 50 metre arasında olduğunu daima unutmayın.

Dahili basınç göstergesi, tam bir basınç ayarı sağlar. G.U.T.50, ya aplikatörün gövdesine ya da bir ayak pompasına tutturulmuş bir saptta elverişli bir şekilde bulunan bir CO2-cihazı tarafından beslenmektedir.

Makat yükleme sistemi dart şırıngasının hızlı bir şekilde yeniden yüklenmesini sağlar. Hedefleme neredeyse tüm uygulamalar için yeterli ayarlanabilir bir ayarlanabilir çentik yalaktır. Ek olarak, uzun mesafeler veya alacakaranlıkta birkaç teleskopik manzara arasında seçim yapabilirsiniz.

G.U.T.50, kullanıcıyı aşırı koşullarda bile ikna eden bir tele-enjeksiyon aplikatörüdür. Suudi Arabistan çöllerinde ve ayrıca Avrupa ve Kuzey Amerika'nın ılıman bölgelerinde, Alaska'nın buzlu çöllerinde, Zaire tropiklerinde kanıtlanmıştır.

Teknik veriler:

G.U.T.50	
Ağırlık	2,7 kg
Boyut (L x B x H)	1210 x 190 x 65 mm
Kalibre	11 mm (Standart) / 13 mm
Şırınga hacmi	1 - 3 cc (11 mm)/5 - 20 cc (13 mm)
Basınç	0 - 16 bar
Çalıştırma	CO2 cihazı veya ayak pompası
Atış aralığı	5 - 50 m
Nişan alma	ayarlanabilir dikiz çentik

Teslimat içeriği:

Teleskopik görüş ve ayarlanabilir arka çentik 800 mm standart namlu 11 mm (31L2 / GUT.C) dahil olmak üzere gömme varil temizleme seti, dahili CO2 cihazı için uygun bir aplikatör. Sağlam bir plastik kasada teslimat.

Teslimat şartları:

Ağız enerjisi ile 7,5 jul'ı aşan tele-enjeksiyon cihazları Alman Silahları Yasası tarafından düzenlenir. Germany'de geçerli ateşli silahlar sahiplik belgenizin bir nüshasının bir emir verirken bir Ceza Kayıtları Bürosu kontrolü ile birlikte yapılması gerekmektedir.

AB ülkelerinden müşterilere sipariş vermeden önce, Madde 11 (3) / 91/477 / EEC sayılı Direktif, Madde 10 (3) / 93/15 / EWG sayılı Direktif uyarınca bir ithalat lisansı gerekmektedir.

Dünyanın geri kalanındaki ülkelerde lütfen ülkenizdeki yangın silah düzenlemesine dikkat edin.

Aplikatörün ithalatı sırasındaki sorunları önlemek için yerel yetkililere başvurun.

presented by:

Değişikliğe tabidir.

TELINJECT world-wide